



Nikidekor

ООО «Никидекор»

Тел.: +7 (495) 677-9-776

zakaz@nikidekor.ru

www.nikidekor.ru

ИНН 5038137290 КПП 503801001 ОГРН 1185050010265

Фактический адрес: МО, г.Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 46 корп. 1

ДРЕВЕСНАЯ ПАСТА (ПУЛЬПА) VITAKOL WOOD

Название: Древесная паста (пульпа) .

Торговое наименование: VITAKOL WOOD

Страна производитель: Италия

Состав: мелкодисперсные фрагменты древесины (древесная пыль бука), полимерные клеи, растительные масла, присадки для эластичности пасты, растворители.

Внешний вид: Однородная густая паста, цвет – кирпичный. Возможна колеровка под заказ.

Сухой остаток: 60%



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для производства декоров (узоров) различных форм , как дополнительных элементов украшения при изготовлении готовых изделий:

- Дверей
- Мебели
- Наличника
- Багета
- Плинтуса потолочного и напольного
- Карнизов
- Окон
- Лестниц
- Фасадов
- Панелей и других изделий из древесины, МДФ или ДСП

А также древесную пасту (пульпу) применяют для производства всевозможных мебельных элементов (спинки стульев, диванов, ножек, подставок, балясин, капителей) и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Метод тиснения:

Этот метод работы с древесной пастой позволяет наносить декоры на погонажные изделия (подложку) из древесины, МДФ или ДСП с помощью накатки роликами на специализированном оборудовании.

В процессе подачи пасты необходимого диаметра через форсунку ролик для тиснения устанавливается над основанием подложки (на которую необходимо нанести декор) и вращается, благодаря этому узор переносится (штампуются) на заготовку с древесной пастой и плотно прижимается к основанию заготовки.

В состав древесной пасты введены клеевые материалы, поэтому при таком способе нанесения декоров на подложку из древесины, МДФ или ДСП после полного высыхания происходит прочная склейка декора с основой (поверхностью подложки).

Остатки и обрезки древесной пасты следует собирать и тщательно перемешивать с основной массой с помощью пульпоподатчика.

Древесная паста (пульпа) является полностью перерабатываемым материалом, безотходным сырьем. Если паста немного начала подсыхать – необходимо добавить небольшое количество ацетона (или его производные с добавлением бутилацетата) и тщательно перемешать механическим способом или с помощью пульпоподатчика.

Метод формования:

Производить декоры (узоры) из древесной пасты возможно методом прессования в специальных матрицах (пресс-формах), которые производятся из алюминия, сплавов металла, прочных пластиков или силикона.

При таком методе изготовления декоров (узоров) из древесной пасты, сушка осуществляется в горячих или холодных прессах, а также в условиях открытой атмосферы при стандартных температурах (не ниже +5С°).

После прессования в холодном прессе, декоры можно достать сразу из формы и выложить для сушки на ровную, подготовленную поверхность из стекла или других не древесных материалов во избежание склеивания с подложкой.

При необходимости, для смазки форм, возможно применение технического масла.

Древесная паста (пульпа) полностью готова к применению и используется без дополнительных добавок!

В случае плохой адгезии или при нанесении декора из пасты на окрашенные изделия, рекомендуется предварительно удалить лакокрасочное покрытие с помощью специализированных смывок или способом шлифовки (механическим способом).

Далее, на шлифованную и сухую поверхность следует нанести грунт – праймер, который рекомендован производителем лакокрасочных материалов для финишной отделки.

Обработка и покраска готовых декоров (узоров) из древесной пасты может производиться любыми ЛКМ, которые подходят для обработки древесины:

- воднодисперсионными;
- акриловыми;
- полиуретановыми;
- полиэфирными;
- нитроцеллюлозными и др.

Внимание! В состав древесной пасты (пульпы) входят растворители и ацетон, поэтому при работе с ней, необходимо применять индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Условия хранения: при температуре не ниже +5 С° С в закрытой таре и в хорошо проветриваемом помещении, в тени.

Упаковка: металлическая евро тара

Фасовка: 24,2 кг., 5кг .

Срок годности: При соблюдении рекомендаций по хранению -12 месяцев